


انجام دهید



تزریق کننده خود را در کیسه
حمل آن نگه دارید.



پمپ تزریق خود را در سطح محل کاتتر یا
پورت خود نگه دارید




تزریق کننده خود را در دمای
اتاق نگه دارید



محل و لوله کاتتر خود را چندین بار در
روز چک کنید



بالون را بررسی کنید تا ببینید مخزن آن در حال
کوچکتر شدن است یا خیر؟



در صورت نشت دارو، تورم، قرمزی و درد در محل
تزریق و یا کوچک نشدن بالون تزریق بعد از ۸ ساعت با
پرستار خود تماس بگیرید.

نباید انجام دهید



قرار دادن در معرض نور و
حرارت



فعالیت‌هایی که باعث کشیده شدن لوله تزریق شود



خیس شدن پانسمان محل
تزریق



زیر آب بردن پمپ و مخزن تزریق